

GLISTNIK Ziele



Cena	43,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Glistnik można spotkać go przy drogach, nad brzegami rzek, w lasach oraz parkach. Po złamaniu łodygi wypływa z niej sok w kolorze pomarańczowym. Wedle tradycji ludowej jego nazwa "jaskółcze ziele" bierze się stąd, iż zakwita od przylotu do odlotu jaskółek. Liście są karbowane oraz podzielone na wyraźne odcinki, przypominają liście dębu. Z łodyg i korzeni wypływa pomarańczowożółty, gęsty sok. Surowcem zielarskim jest ziele oraz korzeń. Zawarte w nich alkaloidy, flawonoidy i kwasy organiczne mają właściwości rozkurczowe, żółciopędne, uspokajające oraz antyalergiczne.

DZIAŁANIE WSPOMAGAJĄCE

- działa silnie uspokajająco, nasennie, obniża napięcie mięśni gładkich i prążkowanych, zmniejsza ich pobudliwość i hamuje skurcze,
- obniża napięcie mięśni naczyń krwionośnych, powoduje ich rozszerzenie, w tym także wieńcowych, obniża ciśnienie krwi,
- ułatwia oddychanie, działa przeciwbólowo, przeciwuczuleniowo, znieczulająco, lekko narkotycznie,
- działa moczopędnie, przeciwozkrętowo, przeciwwirusowo, przeciwpierwotniakowo,
- przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo, silnie żółciopędnie, żółciotwórczo,
- przeciwzapalnie, przeciwnowotworowo,
- reguluje, a zarazem przyspiesza przemianę materii, reguluje wypróżnienia, odtruwa organizm,
- wzmacnia wydzielanie soku żołądkowego i trzustkowego,
- reguluje miesiączkowanie, znosi stan przedmiesiączkowy i bolesne krwawienia miesiączkowe, poprawia samopoczucie, znosi bóle jajników.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

TYLKO DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO!

Napar: 1 łyżkę ziela zalać 2 szkl. wrzącej wody; odstawić na 30 minut; przecedzić.

Wywar: 1 łyżkę ziela zalać 2 szkl. wody; gotować 5 minut; odstawić na 20 minut; przecedzić.

Nalewka przeciw brodawkom: 10 g świeżo zmiażdżonego glistnika 1 szklanka (250 ml) octu winnego Składniki zmieszać, umieścić w szklanym słoju i odstawić na jeden miesiąc z dala od światła. Potrząsać słojem co 2 – 3 dni. Odcedzić. Stosować nierozcieńczony płyn na brodawki dwa razy dziennie lub nasączyć tampon nalewką i umieścić go na kurzajce, przytrzymując bandażem. Tampon zmieniać regularnie na przestrzeni tygodniowej kuracji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

WAGA: 100g. , 200g , 500g , 1000g